



Dechová rehabilitační pomůcka

PARI GmbH

## Popis

O-PEP je fyzioterapeutická pomůcka, která výrazným způsobem přispívá ke zlepšení efektivity dýchání u pacientů s dechovými obtížemi. Účinně uvolňuje bronchiální sliznice a pomáhá čistit dýchací cesty. Léčebná metoda je založena na principu střídavého výdechového přetlaku. Výsledkem léčby je snadnější dýchání díky zvýšené periferní plicní ventilaci, snížená dušnost a zvýšená mobilizace sekretu z průdušek.



## Aktivní pomůcka pro dechovou rehabilitaci

- zbavuje pacienta obtěžujícího hlenu
- slouží jako prevence neproduktivního kašle
- usnadňuje dýchání
- zlepšuje výměnu plynů
- zvyšuje vitální kapacitu plic
- snižuje odpor v dýchacích cestách

## Předpis pojišťovně

- PARI O-PEP lze předepsat 1x za 2 roky
- pomůcku mohou předepsat ALG, PED, PNE, NEU, REH
- bez doplatku
- kód 5008119

## Primární určení pro pacienty s:

- produktivním i neproduktivním kašlem
- bronchitidou, chronickou bronchitidou
- astmatem s významnou obstrukcí dýchacích cest
- chronicky deformovanými stěnami průdušek
- cystickou fibrózou
- plicním emfyzémem
- pachypleuritidou

## Výhody

- zmírňuje neproduktivní kašel a dušnost
- možnost dezinfekce a sterilizace
- použití možné vsedě i vleže
- jednoduchá, lehká, odolná konstrukce
- jednoduchá údržba
- snadné používání i pro děti
- hygienický a bezpečný
- lze předepsat na pojišťovnu

Za předpokladu dodržení správného úhlu je možné pomůcku používat nejen ve vzpřímené poloze, ale také vsedě i vleže. Uvolňuje hlen pomocí vibrace a tlaku. Změnou úhlu při použití rehabilitační pomůcky O-PEP lze regulovat intenzitu vibrací. Velmi jednoduchá údržba. O-PEP je rozebíratelný, všechny části lze snadno dezinfikovat. Pro domácí použití lze mýt v myčce. V případě nemocničního použití lze pomůcku sterilizovat. Balení obsahuje poutko a pouzdro pro hygienické skladování a bezpečnou přepravu. Možnost předepsat pojišťovně.

## Technická data

rozměry (v x š x h)

60 mm x 90 mm x 40 mm

hmotnost

78 g

materiál

polyoxymethylen



## Typy produktů

PARI O-PEP

## Objednací kód

018G5000



PARI O-PEP s poutkem



Kompletní balení PARI O-PEP

## MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21  
140 00 Praha 4  
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz  
+420 245 005 648

Račianska 72  
831 02 Bratislava 3  
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz  
+421 (0)2 20 633 367



[www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)