

Lékařské fonendoskopy

ERKA Kallmeyer Medizintechnik GmbH

ERKA Sensitive

Nejvyšší řada fonendoskopů - kombinace zvukové komory s technologií dvojité membrány. Díky ní lze monitorovat vysokofrekvenční i nízkofrekvenční zvuky bez otáčení snímače. Ideální pro měření krevního tlaku i pro poslech srdce. Gumový kroužek chrání membránu a zároveň zvyšuje pohodlí pacienta - omezuje pocit chladu. Dva paralelní vnitřní kanály pro bezztrátový přenos zvuku v hadičce. Ergonomické měkké olivky poskytují pohodlí a předchází akustickým ztrátám. Záruka 8 let.



ERKA Clasic

Dvojitá membrána pro kvalitnější zvuk - ideální poměr cena/výkon. Má těžší tělo, které dokáže lépe eliminovat vnější hluk. Gumový kroužek chrání membránu a zároveň zvyšuje pohodlí pacienta - omezuje pocit chladu. Mosazný chromovaný snímač bez pórů ve vysoce leštěné nebo matné verzi. Integrovaná pružina pro vedení akustických signálů a pohodlné měkké olivky předcházející ztrátám. Záruka 5 let.



ERKA Finesse 2

Univerzální fonendoskop, který je schopen zachytit nižší i vyšší frekvence. Oboustranný snímač s patentovanou membránou různé velikosti a gumovým okrajem pro větší komfort pacienta - ochrana proti chladu. Snímače jsou dostupné ve třech velikostech (batole, dítě, dospělý) a dvou povrchových úpravách (pochromovaná mosaz - lesklá nebo matná). Integrovaná pružina pro vedení akustických signálů a pohodlné měkké olivky předcházející ztrátám. Dva paralelní vnitřní kanály. Záruka 5 let.



Technická data - ERKA Sensitive

celková délka	715 mm
délka hadičky	555 mm
délka sluchadel / průměr	150 mm / 6 mm
průměr snímače	52 mm
průměr membrány	44 mm
výška snímače	25 mm
váha	217 g
záruka	8 let



Patentovaná dvojitá membrána

Technická data - ERKA Classic

celková délka	715 mm
délka hadičky	555 mm
délka sluchadel / průměr	150 mm / 5 mm
průměr snímače	47 mm
průměr membrány	44 mm
výška snímače	14 mm
váha	227 g
záruka	5 let



Standardní olivky

Technická data - ERKA Finesse 2

celková délka (pro dospělé / pro děti)	730 mm / 716 mm
délka hadičky	555 mm
délka sluchadel/průměr	150 mm / 6 mm
záruka	5 let

ERKA Finesse 2 pro dospělé

průměr snímače	47 mm
průměr membrány 1	44 mm
průměr membrány 2	30 mm
výška snímače	25 mm
váha	250 g

ERKA Finesse 2 pro děti

průměr snímače	33 mm
průměr membrány 1	30 mm
průměr membrány 2	21,3 mm
výška snímače	22 mm
váha	208 g



Měkké olivky

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz